

Saunders® CERVICAL HOME TRACTION



샌더스 가정용 경추견인기

CERVICAL HOME TRACTION은 고가의 장비 없이도 병원에서 처럼 어디에서나 직접, 목(경추)을 견인하여 교정하거나, 근육통 또는 근육과 연관된 긴장성 두통을 완화하는데 매우 효과적인 장비입니다.

KEY FEATURES

CHATTANOOGA SAUNDERS CERVICAL HOME TRACTION DEVICE



샌더스 가정용 경추견인기는 충분한 견인력과 부작용을 최소화하기 위해 기존의 턱을 기준으로 견인하는 제품과 달리 머리 뒷부분 유양돌기를 지지한 상태에서 **경추와 평행하게 견인함으로써 악관절(TMJ)에 영향을 주지 않도록 경추견인이 가능한 제품**입니다.

턱관절(TMJ) 눌림 방지를 위해 머리 뒤쪽에서 수평 견인
 경추 견인 각도 조절 기능 (상,중,하)
 사용이 간편하고 보관이나 이동 용이
 간단한 사용법 (사용자 스스로 쉽게 사용 가능)
 과도한 견인 방지 안전장치내장
 특허 받은 경추 고정 장치의 편안함 제공



안전하고 효과적인 목 스트레칭 제공
 치료를 위한 이상적인 경사
 최대 50파운드의 경추 견인력 적용.
 읽기 쉬운 압력 게이지로 항상 힘을 완벽하게 제어
 임상 견인력을 복제하고 집에서 편안하고 편리하게 치료
 휴대용 케이스 제공



KEY FEATURES


CHATTANOOGA SAUNDERS CERVICAL HOME TRACTION DEVICE



샌더스 가정용 경추견인기 간편사용법

- ① 견인 각도를 초기 위치인 15도에 위치하고, 경추지지대 조절다이얼로 충분히 벌린 후 위와 같이 누운 자세에서 이마 고정벨트를 메고, 경추 견인부는 핸드펌프의 다이얼 위치를 "RELEASE"로 바꾸어 공기압을 빼 주십시오.
- ② 경추지지대 조절다이얼을 시계 방향으로 돌려서 견고하게 뒷 머리가 지지되도록 조절한 후 핸드펌프를 "PUMP" 모드로 조절하고 두 손을 이용하여 천천히 펌핑하며 견인을 시작합니다.
- ③ 견인이 시작되고 적당한 위치에 다다르면, 핸드펌프를 "HOLD"로 바꾼 후, 잠시 그 상태를 유지하며 이후 "RELEASE" 모드를 선택하여 초기위치로 돌아오게 합니다. 위와 같은 방법으로 수 차례 반복하며 견인을 합니다.

주의 - 제품 사용 전, 견인력, 견인시간, 주의사항 등에 대하여 사용설명서를 주의깊게 읽어 보시기 바랍니다. 특히 견인 중 잠이 들 경우 과도한 견인의 위험이 있습니다.



CERVICAL HOME TRACTION 사용대상

- HOME - 근육통 또는 근육과 연관된 긴장성 두통 추간판탈출증,, 퇴행성,
- SPORTS - 스포츠 구단, 선수촌
- PT, PILATES - PT 센터, 필라테스 운동센터
- PHYSICAL THERAPY - 물리 치료실, 자세 및 체형교정 센터, 한의원

TECHNICAL SPECIFICATION

- 사이즈 : 28 x 48 x 15 (L x W x H)
- 무게 : 5kg
- 견인력 : 0 ~ 20kg
- Hand pump : HOLD, PUMP, RELEASE 버튼
- Testing : 15,000 cycles which equals using 3 times daily for 15 year

STANDARD ACCESSORIES

- Cervical Traction 본체
- Hand Pump
- 머리고정 스트랩과 패드
- 이동용 가방
- 사용자 매뉴얼 (영/한)

(주) 코아스트론

서울특별시 강남구 논현로 63길 19, 대홍빌딩 5층 대표번호 02-564-2311 팩스번호 02-569-0837
 웹사이트 www.koastron.com 이메일 : koastron@koastron.com